



Disk Filter

用途

各式流體之少量過濾

特長

- 多款濾材可供選擇
- Disk filter會依據型號個別使用專盒包裝

優勢

- 適合選定濾材時的小量過濾實驗
- 專盒保管不易搞混濾材

型號標示方法

濾芯型號

S H P

*請參照背面對應一覽表

過濾精度

- 0 3 0 -

*請參閱個別濾芯型錄

支撐材規格

M

M = 無支撐材
P = 出水側有支撐材

濾材膜片尺寸

4 7

25 = ϕ 25mm
47 = ϕ 47mm

型號

DKP

包裝代碼

X

X = 15片/箱 (*1)
D = 15片/箱
E = 20片/箱
F = 25片/箱
G = 50片/箱

*1 包裝代碼X為
15片/箱 = 5片×3盒/箱

*2: 盒內附有海綿以防濾材膜片翻覆。

*3: 海綿在光照射下會出現泛黃，但對於產品品質並無影響，請安心使用。

*4: 訂購單位為「箱」。

各 型 號 對 照 表

型號	支撐材規格	包裝代碼	片/箱
ACES	P	G	50
ACTX	P	G	50
AMPA	M	F	25
AMPX	M	E	20
ASCP *1	M	X	15
ASP *1	M	X	15
CEM	P	F	25
CER	M	G	50
CES	P	G	50
CLP	M	E	20
CTA	M	G	50
CTB	M	G	50
CTY	M	G	50
CTZ	M	G	50
CVP	M	F	25
MAP	M	E	20
MBP	M	F	25
MFB	M	F	25
MGB	M	E	20
MGD	M	F	25
MNN	M	F	25
MPN	M	F	25
MPS	M	F	25
MPT	M	F	25
MPX	M	E	20
NEN	M	F	25
NET	M	F	25
PED	M	D	15
PSG	P	G	50
PSGD *3	P	F	25
SBP *1	M	X	15
SCP *1	M	X	15
SGP *1	M	X	15
SHD *1	M	X	15
SHP *1	M	X	15
SHPH *1	M	X	15
SLP *1	M	X	15
SLPC *1	M	X	15
SLPG *1	M	X	15
SNP *1	M	X	15
STP *1	M	X	15
ZCES	P	G	50
ZCESD *3	P	F	25

- *1: Disk filter部分膜片會推薦使用專用Disk holder，如欲知詳情，請另行洽詢。
 *2: 如欲使用表格記載以外的Disk filter，請另行洽詢。
 *3: 如欲實施Bubble point測試、Bacteria Challenge實驗，請使用CES、PSG。

*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

点击此处了解
我们公司的
技术信息。▼



本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯、過濾器及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



7th Issue

Disk_210401CH