



Disk Filter

用途

各种液体的少量过滤

特长

- 可从多种滤芯型号中选择
- 每种型号的碟式滤纸均使用专用包装

优势

- 滤芯选型时少量过滤测试的最佳选择
- 不会混淆滤材，容易管理物品数量

型号表示方法

滤芯型号

S H P

*请参考背面的对应表。

过滤精度

- 0 3 0 -

*请参阅各自滤芯目录。

支撑材 参数

M

M = 无支撑材
P = 有出液测支撑材

碟式尺寸

4 7

25 = ϕ 25mm
47 = ϕ 47mm

型号

DKP

包装代码

X

X = 15件/盒 (*1)
D = 15件/盒
E = 20件/盒
F = 25件/盒
G = 50件/盒

*1 包装代码 X 为
15件/盒 = 5件 x 3箱/盒。

*2: 包装内包含海绵缓冲材，以防止滤材掉落。

*3: 海绵遇光变黄，但不影响质量。

*4: 订单以箱为单位

型号对应表

型号	支撑材 参数	销售包装代码	枚/箱
ACES	P	G	50
ACTX	P	G	50
AMPA	M	F	25
AMPX	M	E	20
ASCP *1	M	X	15
ASP *1	M	X	15
CEM	P	F	25
CER	M	G	50
CES	P	G	50
CLP	M	E	20
CTA	M	G	50
CTB	M	G	50
CTY	M	G	50
CTZ	M	G	50
CVP	M	F	25
MAP	M	E	20
MBP	M	F	25
MFB	M	F	25
MGB	M	E	20
MGD	M	F	25
MNN	M	F	25
MPN	M	F	25
MPS	M	F	25
MPT	M	F	25
MPX	M	E	20
NEN	M	F	25
NET	M	F	25
PED	M	D	15
PSG	P	G	50
PSGD *3	P	F	25
SBP *1	M	X	15
SCP *1	M	X	15
SGP *1	M	X	15
SHD *1	M	X	15
SHP *1	M	X	15
SHPH *1	M	X	15
SLP *1	M	X	15
SLPC *1	M	X	15
SLPG *1	M	X	15
SNP *1	M	X	15
STP *1	M	X	15
ZCES	P	G	50
ZCESD *3	P	F	25

*1: 建议使用敝司的碟式滤纸专用支架。
详情请联系我们的销售人员。

*2: 有关表中未列出的产品的可用性，
请联系我们。

*3: 进行泡点测量和细菌挑战测试时，
请使用 CES 和 PSG。

*型号内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及
其技术的更多信息，
请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯，过滤器及过滤设备的
设计，开发，生产和销售。



7th Issue

Disk_210401CK