

Labo Disk Holder

LDH Type

用途

各種液體的實驗室規模評估



特長

- 相容φ25mm碟式濾材 (最大厚度5mm)
- 盧爾鎖接頭


優勢

- 可根據用途選擇濾材
- 非常適合極少量過濾
- 方便搭配注射器使用

零件照片




內部構造



*可設置的濾材請參考碟式濾材目錄

規格



濾紙	外徑 φ 25mm 厚度最大 5mm
過濾器材質	SUS304
接口 (IN LET)	內螺紋鎖
接口 (OUT LET)	外螺紋套管
墊片	PTFE
O型圈	PTFE
支撐網	SUS304
內容量	7ml
表面處理	內面：拋光 (#400)
設計耐壓	0.49MPa (71psi)
設計耐熱	40°C (104°F)

型號標示方法

LDH-L1

*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.
 6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
 TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681 www.rokitechno.com

点击此处了解
我们公司的
技术信息。▼



本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯、過濾器及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



18th Issue
LDH200702CH