

Labo Disk Holder

LDH Type

用途

各种液体的实验室规模评估



特长

- 兼容φ25mm碟式滤材 (最大厚度5mm)
- 卢尔锁接头


优势

- 可根据用途选择滤材
- 非常适合极少量过滤
- 方便搭配注射器使用

零件照片




内部构造



*可设置的滤材请参考碟式滤材目录

参数



滤纸	外径 ϕ 25mm 厚度最大 5mm
过滤器材质	SUS304
接管口径 (IN LET)	内螺纹锁
接管口径 (OUT LET)	外螺纹套管
垫片	PTFE
O型圈	PTFE
支撑网	SUS304
内容量	7ml
表面处理	内面：抛光 (#400)
设计耐压	0.49MPa (71psi)
设计耐热	40°C

型号表示方法

LDH-L1

*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.
 6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
 TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681
www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息，请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯，过滤器及过滤设备的设计，开发，生产和销售。



18th Issue
LDH200702CK