

LABO-PURE

LPD Type

用途

各種流體的實驗室規模評估



特長

- 內置碟式濾材的聚丙烯材質膠囊濾芯
- 4種接頭規格
- 多種內藏濾芯可供選擇

優勢


- 非常適合極少量過濾
- 可依照使用環境選擇合適的接頭規格
- 可依照用途選擇內置濾芯

各尺寸液體耗損量

	內置濾芯全長	液體耗損量
LPA	25mm	132ml
LPH	62.5mm	269ml
LPE	125mm	499ml
LPJ	250mm	957ml
LPS	50mm	127ml
LPM	100mm	218ml
LPX	125mm	532ml
LPD	-	極少

*液體耗損量為敝司的計算值。
數值會因為內置濾材變化而有不同。

內部構造



接 頭 形 狀

接管口徑 / 形狀				
形狀代碼	H	E	B	L
IN / OUT	Hose Nozzle	Fitting Type	R1/8	Luer Type
IN / OUT Tube	內徑 8 to 11 mm	外徑 6mm, 內徑 4mm	-	-

規 格

膠囊全長	75mm
膠囊外徑	70mm
有效過濾面積	21.2cm ²
濾材	請參照下方型號標示方法
材質 shell (膠囊)	Polypropylene
最高使用壓差	0.39MPa at 20°C (57psi at 68°F)
最高使用溫度	60°C (140°F)

型 號 標 示 方 法

型號: **LPD**

濾芯型號: **- M P X -**

濾芯型號	材質
MPX, CLP	Polypropylene
TPR, CLN	Nylon
CTA	Hydrophobic PTFE Membrane
CTB	Hydrophilic PTFE Membrane
CES, CER	PES

過濾精度: **0 1 2**

*過濾精度請參閱各品項型錄

形狀: **- E**

H = Hose Nozzle *1
E = 6 x 4 Tube *2
B = R 1/8
L = Luer Type IN : Female Luer Lock
 OUT: Luer Slip

*1 接口代碼「H」可對應內徑8-11mm的管線。
*2 接口代碼「E」需另搭配螺帽。關於螺帽請另行洽詢。

該產品以50個/箱的單位販售。
若需對應其他型號或有任何疑問，請另行洽詢。

*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*過濾有機溶劑時，可能需要採取防止靜電的措施。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

点击此处了解
我们公司的
技术信息。▼



本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯、過濾器及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



15th Issue
LPD210327CH