

LABO-PURE

# LPD Type

## 用途

各种液体的实验室规模评估



## 特长

- 带有内置碟式滤材的聚丙烯胶囊过滤器
- 4种接头规格
- 多种内置滤材可供选择

## 优势


- 非常适合极少量过滤
- 可根据使用环境选择合适的过滤方式
- 可根据用途选择滤芯

## 尺寸 液体损失量

|     | 内置滤芯全长 | 液体损失量 |
|-----|--------|-------|
| LPA | 25mm   | 132ml |
| LPH | 62.5mm | 269ml |
| LPE | 125mm  | 499ml |
| LPJ | 250mm  | 957ml |
| LPS | 50mm   | 127ml |
| LPM | 100mm  | 218ml |
| LPX | 125mm  | 532ml |
| LPD | -      | 微量    |

\*液体损失量为敝司的计算值  
根据内置滤材的类型，数值可能会发生变动。

## 内部构造



## 接头形状

|               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 接管口径/形状       |  |  |  |  |
| 形状代码          | H                                                                                 | E                                                                                 | B                                                                                  | L                                                                                   |
| IN / OUT      | Hose Nozzle                                                                       | Fitting Type                                                                      | R1/8                                                                               | Luer Type                                                                           |
| IN / OUT Tube | 内径 8 to 11 mm                                                                     | 外径 6mm, 内径 4mm                                                                    | -                                                                                  | -                                                                                   |

## 参数

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 胶囊全长               | 75mm                            |
| 胶囊外径               | 70mm                            |
| 有效过滤面积             | 21.2cm <sup>2</sup>             |
| 滤材                 | 参照下文                            |
| 材质<br>胶囊 (Capsule) | Polypropylene                   |
| 最高使用压力             | 0.39MPa at 20°C (57psi at 68°F) |
| 最高使用温度             | 60°C                            |

## 型号表示方法



该产品按照50个/箱的单位销售。  
其他型号, 不明点详细情况请洽询。

\*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

\*用于过滤有机溶剂时, 可能需要采取防静电措施。

\*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

**ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.**

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息, 请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



15th Issue  
LPD210327CK