

ラボ用シングルフィルターハウジング

UDタイプ

用途

各種液体のラボスケール評価

少量生産

主な仕様


設計圧力 : 0.49MPa

主要材質 : SUS304

内外面仕上げ : バフ研磨(#400)

液ロス量 : 84ml

※液ロス量は当社計算値です。
内蔵フィルターの種類によって
数値の増減がございます。



特長

- コンパクトな設計
- 着脱部ヘクランプバンド採用

利点

- 液ロスの低減
- 簡便なる過評価
- 工具を使用することなく分解可能

フィルター形状

Yタイプ



対応フィルター型番

全長

25L

▼
25L = 25mm

フィルター品番

S H P - 0 2 0

▼
※各種フィルター品番の対応可否については、
担当営業までお問い合わせください。


フィルターろ過精度

Oリング

E Y

▼
S = シリコン
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

構造



仕様

装着フィルター全長	25mm
装着フィルター形状	形状Y (P-22 Oリング)
キャップ	SUS304
クランプバンド	SCS13
ガスケットISO 3S	NBR、EPDM、シリコン、FKM、PTFE被覆
ベース	SUS304
表面処理	内外面バフ研磨 (#400)
設計圧力	0.49MPa (at 40℃)

寸法

	A	B	接続口径
UD-25	76.3mm	86mm	G1/4

※上記以外の材質・接続口径・接続形状などへの変更も可能です。詳しくは別途お問合せください。

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。

※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

※フィルターハウジングをご購入の際には、ろ過時の条件 (流体・使用温度・使用圧力・設置場所など) がハウジングの仕様の範囲内かどうかを必ずご確認ください。

株式会社 **キテクノマーケティング**

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第6版
UD220215J